



PRUEBA DE ALIENTO (TEST DE HIDRÓGENO ESPIRADO) PARA INTOLERANCIAS A AZÚCARES

DEBERÁ ACUDIR A LA ADMISIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO SELECCIONADO PARA RECOGER EL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA

1. CONDICIONES DEL PACIENTE

Preparación previa a la prueba

- No debe realizarse la prueba si en el mes anterior a la realización de la prueba ha tomado aspirinas, antibióticos, procinéticos (Motilium, Cidine, Blaston o similares), laxantes (incluyendo Plantaben u otras fibras) y/o enemas de limpieza, así como si se ha sometido a una limpieza intestinal o colonoscopia.
- No ingerir antidiarreicos ni probióticos las dos semanas anteriores a la prueba.
- Debe retrasar la realización del estudio en caso de haber padecido una gastroenteritis aguda la semana previa.

Preparación para la prueba

 Durante las 24 horas anteriores a la prueba, debe realizar una dieta pobre en hidratos de carbono fermentables. No debe mascar chicle ni tomar caramelos durante este periodo.

¿QUÉ ALIMENTOS ESTÁN PERMITIDOS?		¿QUÉ ALIMENTOS NO ESTÁN PERMITIDOS?	
_	Agua, infusiones sin azúcar, té	_	Productos lácteos y derivados (leche, yogur,
_	Arroz blanco hervido (sin cebolla, ajo, salsa		queso)
	de tomate)	_	Agua con gas o refrescos
_	Huevos	_	Azúcar, edulcorantes
_	Carne, pescado azul o blanco	_	Frutas o zumos de frutas
_	Embutidos no elaborados (jamón serrano o	_	Frutos secos
	ibérico)	_	Cereales (pan, tostadas, galletas)
-	Aceite y sal	_	Productos de panadería, bollería o repostería,
			dulces (caramelos o chicles), mermeladas
		_	Legumbres, verduras, vegetales, patata
		_	Embutidos elaborados (jamón cocido, fuet,
			salchichón, mortadela, etc.)

Ejemplo de dieta:

<u>Desayuno</u>: té o infusión (sin azúcar o edulcorante). Tortilla francesa o huevo cocido con lonchas de jamón serrano

<u>Comida/cena</u>: agua sin gas. Carne (pollo, pavo, conejo, ternera) o pescado (azul o blanco) con arroz blanco. NO POSTRE





- El día de la prueba no debe usar dentífrico durante la limpieza bucal. Recomendamos que la noche antes, tras el lavado de dientes habitual, y la mañana previa a la prueba, se enjuague la boca con un antiséptico bucal con clorhexidina sin sorbitol (Oraldine o similar).
- Debe encontrarse en ayuno de 12 horas mínimo y sin fumar. Puede beber agua sin gas si lo desea durante el periodo de ayuno.

Desarrollo de la prueba

- Al inicio de la prueba, tomar la muestra basal. Tras ello, debe tomarse toda la solución del azúcar correspondiente en unos 10-15 minutos, y debe soplar en el tubo correspondiente a cada tiempo de forma que éste se empañe. Finalmente, el tubo debe quedar perfectamente cerrado.
- Para conseguir concentraciones óptimas de H₂, CH₄ y CO₂ en el aliento expulsado, para cada toma se recomienda contener el aliento durante 30 segundos y soplar a través de la pajita colocando el tubo de recogida de muestra en posición invertida (con la base del tubo hacia arriba). El tubo debe contener la última parte del aire espirado y debe taparse rápidamente antes de variar su posición para evitar pérdidas de muestra.



• En el transcurso de la prueba, podrá beber agua, pero no podrá comer ni masticar chicle (por su contenido en sorbitol). Tampoco está permitido fumar, dormir, ni realizar ejercicio físico desde los 30 minutos anteriores al inicio de la prueba.

2. OBSERVACIONES

- La duración de la prueba es de 3 horas y media, y se debe permanecer en reposo relativo durante la realización de la misma.
- El test del aliento para la detección de intolerancia a azúcares requiere de ocho muestras de aire espirado obtenidas a través del aliento. El kit contiene una solución con el azúcar solicitado, ocho tubos identificados con los tiempos correspondientes, y la pajita necesaria para la obtención de las muestras de forma sencilla. Resulta fundamental tener en cuenta las consideraciones previas antes de proceder, y seguir las instrucciones para la toma de muestra.
- No es posible realizar más de un test del aliento a la vez, debiendo respetar un plazo mínimo de cuatro días entre ellos.
- El plazo de entrega de los resultados es de 15 días laborables.

Página 2 de 2